

Ceintures Ixia



A. DEFFINS

PARIS

40, Rue du Faubourg-Poissonnière



Téléphone

232-37



Adresse Télégraphique .

DEFFINS-PARIS



USINE A VAPEUR

à AMBOILE, par Suoy-en-Brie (S.-et-O.)

BAS-VARICES





Ceintures Ixia



A. DEFFINS

PARIS

40, Rue du Faubourg-Poissonnière



Téléphone

232-37



Adresse Télégraphique .

DEFFINS-PARIS



USINE A VAPEUR

à AMBOILE, par Sucy-en-Brie (S.-et-O.)

BAS=VARICES



Ceintures, Bas-Varices

A. DEFFINS

40, Rue du Faubourg-Poissonnière

PARIS

Usine à Vapeur à AMBOILE, par Sucy-en-Brie (S.-&-O.)

CONDITIONS DE VENTE

Toutes les commandes adressées par des Clients n'ayant pas encore traité avec notre Maison, devront être accompagnées de références sur Paris ; dans le cas contraire, les marchandises seront expédiées contre remboursement.

Nos Traités ne sont pas une dérogation au lieu de paiement qui est PARIS.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Les emballages en caisses ou paniers sont facturés prix coûtant.

Avoir soin de bien indiquer, à chaque commande, le numéro de l'article que l'on désire.

NOTA. — En raison de la hausse continuelle sur les caoutchoucs, les prix contenus dans ce Catalogue ne peuvent être garantis.


Ceinture IXIA

Brevetée S. G. D. G.

en France et à l'Étranger


SANS RESSORT NI BALEINE

Adoptée dans les Hôpitaux



Chaque
Ceinture
porte
la Marque
IXIA

—
L'EXIGER



Ce qui constitue la grande supériorité de la Ceinture IXIA sur toutes les similaires, c'est qu'elle ne présente aucune partie dure ou rigide, telle que baleine ou ressort, etc., aussi s'applique-t-elle d'une façon absolument parfaite sur toute la surface de la région qu'elle est destinée à maintenir et où elle exerce une compression insensible permanente et progressive qui réalise un soutien des plus efficaces.

Entièrement fabriquée avec le tissu spécial **IXIA** dont les mailles à jours laissent toute latitude aux fonctions de la peau, cette ceinture joint à une **extrême douceur**, une **élasticité** et une **extensibilité remarquables**.

Sa souplesse lui permet de s'ajuster sur le corps, dont elle **suit tous les mouvements**, c'est une « **seconde sangle anatomique** » idéale ; selon l'expression très juste d'un médecin : elle « **gante l'abdomen** ».

Trois rangées d'agrafes donnent la facilité de graduer la compression, aussi la ceinture **IXIA** est-elle indiquée non seulement pendant toute la durée de la grossesse (depuis les débuts même), mais encore après la délivrance pour favoriser la **régression utérine** et aider puissamment au travail naturel de la **remise en place** de tous les organes.

L'emploi de la Ceinture **IXIA** est également recommandé par les sommités chirurgicales, après les opérations abdominales (laparotomies, etc., etc.), pour faciliter la consolidation des tissus cicatriciels et obvier ainsi au danger des éventrations post-opératoires.

Enfin, considération appréciable : Elle **est excessivement légère** et d'une **très grande solidité**.

La Ceinture **IXIA pour grossesse** (sauf les cas anormaux). se fait en un seul modèle et **convient à toutes les tailles**.

Mais pour les **autres cas**, c'est-à-dire pour **suites de couches, laparotomies, éventrations, hernies, ptoses, appendicites, obésité**, etc., etc., nous transmettre les mesures et renseignements mentionnés sur le bulletin de commande ci-contre, car dans ce cas, la ceinture **IXIA** est **cintrée** de manière à se modeler d'une façon parfaite sur l'abdomen.

AVIS POUR LE BLANCHISSAGE

Laver à l'eau froide et savon blanc, rincer à l'eau froide et faire sécher à l'air.

Prix de la Ceinture IXIA

Longueurs ordinaires, c'est-à-dire jusqu'à 1 m. de tissu
Largeurs 15, 17 et 20 centimètres.

N° 315	Qualité courante — Blanc ou mastic.	16 50	} Port en plus.
N° 316	— simili soie — Beige ou rose.	22 »	
N° 317	— soie extra — Beige, rose ou blanc	38 50	

Nota. — Les trois largeurs ci-dessus sont les plus courantes.

Prix de la Ceinture IXIA

EN LONGUEURS ET LARGEURS SPÉCIALES

N° 315	Qualité courante, largeurs 15, 17, 20 c. sur long. dépassant 1 m. de tissu	20 fr.
N° 315	— — — 25 c. longueur ordinaire.....	25 »
N° 315	— — — 25 c. — dépassant 1 m. de tissu.	30 »
N° 315	— — — 30 c. — ordinaire.....	30 »
N° 315	— — — 30 c. — dépassant 1 m. de tissu.	36 »

N° 316	Qualité simili soie, largeurs 15, 17, 20 c. sur long. dépassant 1 m. de tissu	28 fr.
N° 316	— — — 25 c. longueur ordinaire.....	30 »
N° 316	— — — 25 c. — dépassant 1 m. de tissu.	38 »
N° 316	— — — 30 c. — ordinaire.....	38 »
N° 316	— — — 30 c. — dépassant 1 m. de tissu.	45 »

N° 317	Qualité soie extra, largeurs 15, 17, 20 c. sur long. dépassant 1 m. de tissu	47 fr.
N° 317	— — — 25 c. longueur ordinaire.....	50 »
N° 317	— — — 25 c. — dépassant 1 m. de tissu.	60 »
N° 317	— — — 30 c. — ordinaire.....	60 »
N° 317	— — — 30 c. — dépassant 1 m. de tissu.	75 »

PLUS EN PORT

NOTA. — Toutes les ceintures IXIA ayant servi pour la grossesse peuvent être facilement transformées en Ceintures cintrées, ce qui permet de les porter après l'accouchement pour la remise en place des organes.

Il suffit, en nous adressant la Ceinture à modifier, de nous indiquer la circonférence de l'abdomen prise au niveau des hanches, c'est-à-dire à la partie la plus large.

Prix de la transformation : 3 fr. 50, port en plus.

Bulletin de Commande à remplir

Le 191


Ceinture IXIA à livrer le

à M

Adresse

Prescription de M

RÉPONSES :	
Qualité choisie (indiquer le prix)	
Nuance choisie	
Indiquer le cas auquel la ceinture est destinée	
Indiquer si la ceinture est pour homme ou pour dame	
MESURES	
Circonférence de l'abdomen prise au niveau des hanches (<i>Figure A à B</i>)	
<u>c'est-à-dire à la partie la plus large</u>	
Hauteur du pubis à l'ombilic (<i>Figure C à D</i>)	
Circonférence des cuisses (<i>Figure E à F</i>).	



Pour la GROSSESSE, sauf les cas **ANORMAUX**, il n'est pas nécessaire de donner des mesures.

Ceinture **IXIA** à livrer le

à M


Adresse

Prescription de M

REponses :

Qualité choisie (indiquer le prix)

Nuance choisie

Indiquer le cas auquel la ceinture est
destinéeIndiquer si la ceinture est pour homme ou
pour dame**MESURES**Circonférence de l'abdomen prise au niveau
des hanches (*Figure A à B*)
c'est-à-dire à la partie la plus largeHauteur du pubis à l'ombilic (*Figure C à D*)Circonférence des cuisses (*Figure E à F*).Pour la **GROSSESSE**, sauf les cas **ANORMAUX**, il n'est pas nécessaire de donner des mesures.


Ceinture-Sangle Deffins

Brevetée S. G. D. G.

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

SANS RESSORT NI BALEINE

(Modèle Déposé)



La Ceinture-Sangle Deffins vient combler une lacune existant dans l'orthopédie.

La Ceinture Ixia *sans ressort ni baleine existe*, en effet, pour la grossesse et, légèrement modifiée, pour les suites de couches, les éventrations et les diverses opérations abdominales. Mais dans les cas où l'abdomen doit être solidement maintenu, pour relever les anses intestinales dans la ptose, pour lutter contre la dilatation de l'estomac, pour s'opposer à la chute de

l'utérus et des annexes, il faut une ceinture dont tout l'effort de maintien porte sur l'abdomen seul : la **Ceinture-Sangle Deffins** a été instituée dans ce but et sa forme est telle qu'elle laisse libres les plis de l'aine.

La Ceinture-Sangle Deffins est faite en tissu élastique **laxia sans ressort, sans baleine** : elle s'applique si exactement sur l'abdomen qu'elle y constitue en quelque sorte une couche musculaire auxiliaire.

Très mince et cependant puissante grâce à l'élasticité du tissu **laxia**, la **Ceinture-Sangle Deffins** ne gêne pas sous le vêtement, et elle est bien tenue en place par **deux jarretelles antérieures** et **deux jarretelles postérieures**.

Convenablement placée, cette ceinture reconstitue la sangle abdominale relâchée ou rompue, c'est dire qu'elle remonte à leur place et maintient l'intestin, l'estomac, l'utérus, la vessie, les ovaires, mieux que toute autre ceinture dont l'efficacité se diffuse vers les flancs et les cuisses.

La Ceinture-Sangle Deffins donne aussi les meilleurs résultats comme moyen de soutien après les opérations abdominales (appendicite, hernies, ovariectomies) et dans l'entérite chronique.

Elle doit être aussi utilisée comme moyen préventif chez les obèses, les lymphatiques, les gros mangeurs, afin d'éviter chez eux la chute des organes.



Prix de la Ceinture-Sangle Deffins

Hauteurs : 15-17-20 cent ^{es} — Toutes longueurs	25 fr.	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; line-height: 1;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; padding-left: 0.5em;"> <i>Port</i> <i>en</i> <i>plus.</i> </div>
Hauteur..... 25 cent ^{es} — Toutes longueurs	30 fr.	
Hauteur 28 cent ^{es} — Toutes longueurs	35 fr.	

Ceinture-Sangle DEFFINS à livrer le

à M

Adresse

Prescription de M

REPONSES :


Indiquer le cas auquel la ceinture est destinée.
Indiquer si la ceinture est pour homme ou pour dame

Ceinture-Sangle Deffins

MESURES

Circonférence de l'abdomen, prise au niveau des hanches c'est-à-dire à la partie la plus large (Figure A-B) . .

Hauteur du pubis à l'ombilic (Figure C à D)





Bulletin de Commande à remplir

Le 191

Ceinture-Sangle DEFFINS à livrer le

à M

Adresse

Prescription de M

REPONSES :

Indiquer le cas auquel la ceinture est destinée.


Indiquer si la ceinture est pour homme ou pour dame

Ceinture-Sangle Deffins

MESURES

Circonférence de l'abdomen, prise au niveau des hanches c'est-à-dire à la partie la plus large (Figure A-B) . .

Hauteur du pubis à l'ombilic (Figure C à D)




<p>1914</p>	<p>1914</p>
<p>1914</p>	<p>1914</p>
<p>1914</p>	<p>1914</p>
<p>1914</p>	<p>1914</p>


BAS-VARICES DEFFINS

BREVETÉ S. G. D. G. — MODÈLE DÉPOSÉ

Bas avant lacage



Bas lacé Jarret.



Bas lacé Cuisse.

Nécessité de modifier les Bas-Varices ordinaires

En présence des inconvénients parfois dangereux qui accompagnent dans la pratique l'utilisation des bas-varices et des bandes caoutchoutées, les Médecins ont demandé un ensemble de modifications indispensables qui ont inspiré la fabrication du **Nouveau Bas-Varices Deffins**.

Le Nouveau Bas-Varices Deffins a pour caractéristique d'augmenter la valeur curative des anciens bas élastiques sans en avoir aucun des inconvénients habituels.

On sait, en effet, que, malgré l'exactitude des mesures prises, le bas à varices ordinaire détermine toujours, tant que son tissu est résistant, une compression douloureuse, souvent intolérable sur le membre malade, tandis qu'au-dessus de lui se développent des paquets variqueux et du gonflement. Plus tard quand le tissu est relâché, ce même bas n'a plus aucun effet thérapeutique et devient inutilisable.

Même à prix élevé, tous les bas varices présentent ce défaut. Ceux qui sont d'un prix inférieur portent en outre à l'intérieur **une couture de dimensions variables**, qui augmente encore la compression douloureuse, traumatise les tissus et peut devenir l'origine d'ulcères chroniques.

De plus, il est impossible au malade de modifier cette compression, puisque le bas utilisé a des dimensions fixes, et quand le volume du membre a varié, quand le tissu élastique s'est relâché, il devient nécessaire soit de changer le bas, soit de le faire *couturer* ou de modifier la couture existante. Ce sont là, chaque fois, des *dépenses nouvelles* finalement onéreuses.

Quant à la bande élastique, elle a divers inconvénients, car :

1° Il est difficile de la bien placer ;

2° Elle descend parfois sur le pied dont elle gêne les mouvements ;

3° Enfin, elle rend la jambe irrégulière, par suite de l'inégalité presque inévitable des tours de spire.

Aucun de ces défauts n'existe avec le **Nouveau Bas-Varices Deffins**. Le principe de sa fabrication repose sur ce fait qu'il est **ouvert** sur toute la longueur de la jambe et **se lace** en cet endroit, à la manière d'un corset. Chaque malade peut ainsi le placer régulièrement, sans efforts, lui donner, par des tractions variables, la tension nécessaire, accentuer cette tension ou la relâcher à volonté, en un mot, assurer sur le membre variqueux une **compression douce, uniforme et suffisante, sans gêne, sans douleur, sans gonflement, sans varices nouvelles.**

Le **Nouveau Bas-Varices Deffins** est, en effet, constitué par un tissu élastique partout uniforme et résistant, **mais souple** ; il ne présente aucune couture saillante, et le lacet croisé qui le maintient en place est mobile sur une surface de caoutchouc ciré qui recouvre extérieurement **une patte formée par le tissu même du bas** et destinée à protéger les téguments sur toute la hauteur du tibia.

Avec ce dispositif ingénieux, le malade qui veut desserrer le **Nouveau Bas-Varices Deffins** n'aura qu'à défaire le nœud du lacet, et immédiatement, par la seule sollicitation du membre comprimé, ce lacet glissera sur la surface lisse et donnera au bas la largeur cherchée ; il ne pourra donc y avoir de compression douloureuse.

Ainsi, le **Nouveau Bas-Varices Deffins** permet de faire varier la compression selon les volumes successifs du membre variqueux et sans qu'il en résulte la moindre douleur ; par suite l'élasticité **est toujours suffisante, n'est jamais dangereuse** et il est absolument inutile désormais, soit de remplacer le bas par un autre de mesures différentes, soit de faire rectifier les dimensions du bas en usage. Le **Nouveau Bas-Varices Deffins** est donc économique.

Il faut savoir, en outre, que le pied de ce nouveau bas est à jours, laissant le talon et les doigts complètement découverts. Les mouvements de la marche peuvent s'effectuer sans gêne et la transpiration n'est pas plus forte qu'à l'ordinaire. Les pieds suffisamment aérés sont maintenus ainsi dans les conditions hygiéniques nécessaires.

En résumé, le **Nouveau Bas-Varices Deffins** représente pour le traitement des varices un incontestable progrès.

Il est **solide**, de **longue durée**, il est **indolore** et exerce une compression douce et régulière que le malade lui-même peut graduer suivant les circonstances.

Il s'adapte ainsi à tous les cas et sans inconvénients d'aucune sorte.



LE BAS-VARICES DEFFINS

se fait en 4 qualités

1. — N° 450, tissu fort pour bas de fatigue.
2. — N° 451, tissu fin qualité très souple.
3. — N° 452, tissu extra-fin, sorte simili-soie.
4. — N° 453, tissu Ixia, approprié pour varices.

Nous recommandons tout particulièrement cette dernière sorte qui est à jours et de très belle qualité (tissu 1/2 fort.)

CI-DESSOUS LES PRIX

QUALITÉS	FORTE n° 450	FINE n° 451	Port en plus
Hauteur Jarret.....	11 fr.	15 fr. le bas	
Hauteur Genou.....	15 fr.	20 fr. »	
Hauteur Mi-Cuisse..	20 fr.	26 fr. »	
Hauteur Cuisse.....	23 fr.	30 fr. »	

QUALITÉS	Extra-fine n° 452	IXIA n° 453	Port en plus
Hauteur Jarret.....	20 fr.	13 fr. le bas	
Hauteur Genou.....	28 fr.	18 fr.	
Hauteur Mi-Cuisse..	35 fr.	21 fr.	
Hauteur Cuisse.....	40 fr.	26 fr.	

NOTA. — Nous demandons environ dix jours pour la fabrication des bas dont les mesures ne seraient pas en magasin.

AVIS POUR LE BLANCHISSAGE

Laver à l'eau froide et savon blanc, rincer à l'eau froide et faire sécher à l'air.

Bulletin de Commande à remplir


Le 191.....

Bas-Varices DEFFINS à livrer le

à M

Adresse

Prescription de M



MÉTURES

RÉPONSES :	
Indiquer le numéro de la qualité choisie.	
Spécifier le prix.	
Indiquer si le bas est pour la jambe gauche ou droite.	
Indiquer le nombre de bas.	
Hauteurs à donner en centimètres <i>en suivant l'indication des flèches</i>	
Bas Jarret.	
Bas Genou.	
Bas Mi-Cuisse.	
Bas Cuisse.	
Circonférences en centimètres <i>en s'arrêtant à la hauteur que l'on désire</i>	
Circonférence du Cou-de-pied A.	
de la Cheville B.	
du Sous-Mollet C.	
du Mollet D.	
du Jarret E.	
du Genou F.	
Mi-Cuisse G.	
Cuisse H.	

A. DEFFINS, 40, rue du Faubourg-Poissonnière
PARIS



Bulletin de Commande à remplir


Le 191.....

Bas-Varices DEFFINS à livrer le

à M

Adresse

Prescription de M



MESURES

RÉPONSES:	
Indiquer le numéro de la qualité choisie.	
Spécifier le prix.	
Indiquer si le bas est pour la jambe gauche ou droite.	
Indiquer le nombre de bas.	
Hauteurs à donner en centimètres <i>en suivant l'indication des flèches</i>	
Bas Jarret.	
Bas Genou.	
Bas Mi-Cuisse.	
Bas Cuisse.	
Circonférences en centimètres <i>en s'arrêtant à la hauteur que l'on désire</i>	
Circonférence du Cou-de-pied A.	
de la Cheville B.	
du Sous-Mollet C.	
du Mollet D.	
du Jarret E.	
du Genou F.	
Mi-Cuisse G.	
Cuisse H.	

A. DEFFINS, 40, rue du Faubourg-Poissonnière
PARIS

CHARTRE DE L'EMPIRE

N. 1

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804

1804


1804



LE DÉFINITIF DU PLAN DE L'EMPIRE

GENOUILLEÈRE IXIA KASCH-MYRR

Brevetée S. G. D. G.



Constituée selon les principes du **Nouveau Bas-Varices Deffins**, par un tissu élastique, serré, résistant, souple, chaud et laineux, la **Genouillère Ixia** offre sur les autres genouillères les avantages suivants :

Etant caoutchoutée, elle conserve toujours sa forme et son élasticité, même après de nombreux lavages.

Se lançant comme un corset, elle engaine uniformément l'articulation du genou, épouse toutes les difformités et ne laisse jamais le moindre vide entre elle et les téguments.

En avant, sur la région du genou, osseuse, exposée aux chocs, cette **Genouillère Ixia** porte une double épaisseur de tissu, moyen protecteur indispensable.

La **Genouillère Ixia** possède donc une action **toujours doucement mais énergiquement constrictive** et facilite les mouvements articulaires sans la moindre gêne : elle protège en outre l'articulation contre le froid, les **blessures**, les **névralgies**, l'**ankylose**.

Aucune autre genouillère ne peut donner ces résultats parce que, n'étant pas faite avec le tissu **IXIA**, elle se recroqueville et perd toute élasticité après lavage.

INDICATIONS : Arthrites, Rhumatismes, Hydarthrose, Varices poplitées, Gêne des mouvements, Fractures de la rotule, etc., etc.



Prix de la Genouillère Kasch-Myrr


Toutes tailles, la genouillère . . . 11 fr. } **PORT EN PLUS**

Bulletin de Commande à remplir

Le 191

Genouillère KASCH-MYRR à L. orer le
à M
Adresse
Prescription de M

RÉPONSES :
<p>Hauteurs à donner en centimètres :</p> <p>Hauteur de A à B.</p> <p>Hauteur de B à C.</p>
<p>Circonférences à donner en centimètres :</p> <p>Circonférence de D à E</p> <p>Circonférence de F à G</p> <p>Circonférence de H à I</p>
<p>Indiquer le nombre des Genouillères.</p>





Bulletin de Commande à remplir

Le 191

Genouillère KASCH-MYRR à livrer le


à M

Adresse

Prescription de M

RÉPONSES :	
<p>Hauteurs à donner en centimètres :</p> <p>Hauteur de A à B.</p> <p>Hauteur de B à C.</p>	
<p>Circonférences à donner en centimètres :</p> <p>Circonférence de D à E</p> <p>Circonférence de F à G</p> <p>Circonférence de H à I</p>	

Indiquer le nombre des Genouillères.






BANDE ÉLASTIQUE

“ IXIA ”

Tissu spécial

avec CAOUTCHOUC

en remplacement du Bas-Varices



Cette bande, d'une **TRÈS GRANDE DOUCEUR**, d'une **TRÈS GRANDE ÉLASTICITÉ**, se **LAVE PARFAITEMENT** et **SON TISSU AJOURÉ PERMET** la perspiration cutanée.

Avec la **Bande IXIA** on obtient à son gré une compression lente et progressive.

Se vend généralement par bande de trois mètres de longueur.

Largeur, 8 centimètres ; le mètre, 2 fr., port en plus.

Se fait en mastic ou blanc.

AVIS POUR LE BLANCHISSAGE

Laver à l'eau froide et savon blanc, rincer à l'eau froide et faire sécher à l'air.

WORLD LEADER

"AIXI"

Low cost

QUANTITATIVE DATA

ANALYSIS OF THE MARKET



1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA

1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA

1941-1942: MARKET DATA

1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA
1941-1942: MARKET DATA

Imprimerie Générale X PERROUX, à Mâcon.
